

ABENA®

## Produktdatablad

### Dispenser, Sterisol, 700 ml, stål, til pose

Varenummer : 212393  
Varegruppe : Sterisol  
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli  
40 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

<b>Produktbetegnelse:</b>	Dispenser
<b>Varemærke:</b>	Sterisol
<b>Holdbarhed, åbnet:</b>	Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.
<b>Materiale:</b>	stål
<b>Features:</b>	til pose
<b>Rumindhold, netto:</b>	700 ml
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Sterisol rustfri dispenser til 700 ml refiller. Specielt udviklet til opfyldelse af de særligt høje krav inden for hudhygiejne på hospitaler, i plejesektoren og levnedsmiddelindustrien. Nedtages let fra væggen.
<b>Vaskeanvisninger:</b>	Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.
<b>Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:</b>	Afleveres på miljøstation.
<b>Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:</b>	Kan genbruges eller forbrændes.

**Tilhørende varer:** 1000008060, 21240001, 212408, 21239601, 212398, 150155, 21239901, 150128, 150157, 150198, 150334