



Varenummer 212407



Flaske, ABENA, 80 ml, til påfyldning af hånddesinfektion

✓ tom flaske til påfyldning af hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Tom flaske med klicklåg til påfyldning af hånddesinfektion, er uden label og i slagfast gennemsigtig plast.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Flaske
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Til påfyldning af hånddesinfektion
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	80 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Påfyld forsigtigt den flydende hånddesinfektion, skru låget godt fast. Rengøres før genopfyldning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	40 cm	20 cm	20 cm	5703538019845
stk	80 ml				5703538019821