



Varenummer 212407



## Flaske, ABENA, 80 ml, til påfyldning af hånddesinfektion

✓ tom flaske til påfyldning af hånddesinfektion

### Produktbeskrivelse

Tom flaske med klicklåg til påfyldning af hånddesinfektion, er uden label og i slagfast gennemsigtig plast.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Flaske
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Til påfyldning af hånddesinfektion
Materiale	Plast
Rumindhold, netto	80 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Påfyld forsigtigt den flydende hånddesinfektion, skru låget godt fast. Rengøres før genopfyldning.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	40 cm	20 cm	20 cm	5703538019845
stk	80 ml				5703538019821