



Produktdatablad

Hånddesinfektion, 81% ethanol, 700 ml, flydende refill

Varenummer: 212408



Varedeklaration

Forpakning: 700 Millilitter pr. Stk, 12 Stk pr. Kolli, 72 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion, 81% ethanol

Holdbarhed: 36 måneder

Holdbarhed, åbnet: 12 måneder

Produktbeskrivelse: Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Holdbarheden er ca. 12 mdr., når gel omhældes til dispenser, mens holdbarheden bliver 30 mdr., når produktet er i en patron som tilsluttes en lukket dispenser. Lever op til EN 1500.

Brugsanvisning: Der tilføjes hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Temperaturlolerance:

Vaskeanvisninger:

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Produktet er brandfarlig, så bør holdes væk fra antændelseskilder.

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: flydende refill

pH-værdi (konc.): pH 6,0-7,0

Rumindhold, netto: 700ml Tilhørende varer: 150126, 150127, 150133, 150241, 212389, 212392, 212393, 15013301