



Varenummer 212409

Stander, Sterisol System, til Sterisol 700 ml dispenser

✓ Smart løsning til dispenser

Produktbeskrivelse

Stander til Sterisol dispenser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Sterisol
Vareserie	System
Features	Til Sterisol 700 ml dispenser
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Til Sterisol touchfree dispenser som skal monteres på pladen

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	120 cm	32 cm	6 cm	7392173045098
stk	1 stk				