

Varenummer 212410

## Protese lim, Steradent Classic, Fixative creme, 40 ml tube

✓ Stærk hold



### Produktbeskrivelse

Ekstra fixering og stærkt hold som holder op til 12 timer. Fiksativet "limer" protesen fast til gummen, Steradent Fixativ giver en øget stabilitet, som gør det lettere at tale uden at protesen glider samtidig med at bide- og tyggekapaiciteten øges. Effektiv beskyttelse mod madpartikler som kan samle sig under protesen. Danner en fleksibel, elastisk "pude" under protsen som øger komforten. Blød, "tandkøds farvet" creme der leveres i en 40 ml tube med en rund spids som gør det nemt af påføre.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Protese lim
Varemærke	Steradent
Vareserie	Classic
Features	Fixative creme, 40 ml tube
Vægt, netto	40 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	15 cm	8 cm	3 cm	
stk	1 stk				5701092103161



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.