



Varenummer 214128

Natpose, Assura, 2000 ml, beige, 60 mm, 2-dels, tømbar



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomibandagering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Natpose
Varemærke	Assura
Sekundær farve	Beige
Features	2-dels, tømbar
Rumindhold, brutto	2000 ml
Ringstørrelse	60 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	40 cm	59 cm	31 cm	5701780629881
pk	5 stk	29 cm	38 cm	6 cm	5701780629850
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.