



Varenummer 214391

Drænagepose, Midi, 300 ml, 5-38 mm, opklipbar, usteril



Produktbeskrivelse

Drænagepose. Anvendes til dræn eller fistler. Findes både i steril og usteril udgave.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Drænagepose
Størrelse	Midi
Features	Opklipbar, usteril
Rumindhold, brutto	300 ml
Hulstørrelse	5-38 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	22.5 cm	15.5 cm	7.5 cm	5701780546614
stk	1 stk				5703538895975



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.