

Varenummer 214469

Tætningsring, Coloplast, hvid, 134 mm,
nonwoven/PE, mikroporøs



Produktbeskrivelse

Hudbeskyttelsesring, til ekstra tætning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Coloplast
Farve	Hvid
Features	Mikroporøs
Materiale	PE, nonwoven
Ringstørrelse	134 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1800 stk	20 cm	30 cm	31 cm	5701780826969
pk	30 stk	14 cm	14 cm	2 cm	5701780828680
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.