



Varenummer 214496

Fistelpose, Coloplast, Mini, 104-159 mm, opklipbar



Produktbeskrivelse

Drænage pose, anvendes ved fistler eller meget væskende sår.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fistelpose
Varemærke	Coloplast
Størrelse	Mini
Features	Opklipbar
Hulstørrelse	104-159 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	55 cm	38 cm	22 cm	5708932330121
pk	6 stk	53.5 cm	37 cm	10.5 cm	5708932330114
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.