



Varenummer 214946

Tætningsring, Dansac GX-tra, Ø50mm, beige



Produktbeskrivelse

Dansac GX-tra ringe er udviklet til at reducere risikoen for lækage. GX-tra ringe er den ideelle løsning, hvis huden omkring stomien er ujævn eller der er en fold. Ringene kan anvendes som de er eller formes/modulieres, så de passer til individuelle behov.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Dansac
Vareserie	GX-tra
Sekundær farve	Beige
Diameter	50 mm
Tykkelse	2,5 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	38.7 cm	20 cm	11.4 cm	15709817301134
pk	30 stk	9.5 cm	9.5 cm	10.2 cm	5709817301137
stk	1 stk				5709817512113



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.