



Varenummer 214954

Posedeodorant, Dansac Nodor S, 50 ml, transparent, vand, med mineralske salte



Produktbeskrivelse

Dansac Nodor S er en lugtneutralisering til brug direkte i posen, for at forhindre lugt ved tømning eller skift af pose. Der dryppes få dråber i posen inden bandageskift. Alt efter hvilken mad der indtages, behøves sommetider flere dråber. Dansac Nodor S forlænger holdbarheden af filteret og er uden farve og lugt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Posedeodorant
Varemærke	Dansac
Vareserie	Nodor S
Sekundær farve	Transparent
Features	Med mineralske salte
Materiale	Vand
Rumindhold, brutto	50 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	30 stk	3 cm	3 cm	10.5 cm	
stk	1 stk				5709817216417



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.