




Varenummer 215091

**Afløbspose, Hollister, 2000 ml,
transparent, med slange og konnektor**



Produktbeskrivelse

Hollister afløbspose anvendes til tilkobling til urostomipose for at kunne opsamle en større mængde urin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Afløbspose
Varemærke	Hollister
Sekundær farve	Transparent
Features	Med slange og konnektor
Rumindhold, brutto	2000 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 pk	61.3 cm	41.6 cm	39.8 cm	10610075053282
pk	10 stk	30.2 cm	19.8 cm	12.4 cm	5390166034427



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.