



Varenummer 215399

## Kateterfiksering, FlexiTrak, 10x3,8cm



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af dræn og katetre. Flexi-Trak består af en plade PU-skum, som er belagt med en hudvenlig polyacrylat-klæber. Fikseringen gøres ved hjælp af to "vinger", som er belagt med en specialklæber, der gør, at vingerne kan åbnes og lukkes gentagne gange. Egner sig bedst til kateterstørrelserne CH 08-36. Skal anvendes på intakt hud, og kan sidde i op til 5 døgn.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	FlexiTrak
Materiale	PE, acrylat, PO, PU-skum
Længde/dybde	10 cm
Bredde	3.8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 13485
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	55.6 cm	19.1 cm	20.6 cm	768455176601
pk	50 stk	17 cm	13.3 cm	5.8 cm	768455170739
stk	1 stk				768455176595



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.