

Varenummer 215399

Kateterfiksering, FlexiTrak, 10x3,8cm



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af dræn og katetre. Flexi-Trak består af en plade PU-skum, som er belagt med en hudvenlig polyacrylat-klæber. Fikseringen gøres ved hjælp af to "vinger", som er belagt med en specialklæber, der gør, at vingerne kan åbnes og lukkes gentagne gange. Egner sig bedst til kateterstørrelserne CH 08-36. Skal anvendes på intakt hud, og kan sidde i op til 5 døgn.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	FlexiTrak
Materiale	PU-skum, PE
Længde/dybde	10 cm
Bredde	3.8 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	54 cm	17.5 cm	20.5 cm	10768455107626
pk	50 stk	16.5 cm	13 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				300030374493



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt