



Varenummer 215603

Ileostomipose, Moderma Flex, Midi, 580 ml,
beige, 35 mm, 1-dels, tømbar



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomibandagering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	Moderma Flex
Størrelse	Midi
Sekundær farve	Beige
Features	1-dels, tømbar
Rumindhold, brutto	580 ml
Hulstørrelse	35 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	360 stk	23.5 cm	34 cm	48 cm	
pk	30 stk	23.5 cm	17 cm	8 cm	
stk	1 stk				5390166055781



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.