



Varenummer 215954

## Brokbandage, Go Soft, XXL, 30cm

### Produktbeskrivelse

Bandagen anvendes af post-opereret, post-fødsel og post-traumatisk brug, til støtte og kompression i underliv, bryst og nyre region.

### Specifikationer

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse            | Brokbandage                                                                      |
| Varemærke                    | Go Soft                                                                          |
| Størrelse                    | XXL                                                                              |
| Ingredienser/sammensætning   | 84% bomuld og 16 % elasthan                                                      |
| Længde/dybde                 | 30 cm                                                                            |
| Livvidde                     | 133-148 cm                                                                       |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I                                                                         |
| Holdbarhed                   | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Holdbarhed, åbnet            | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner     | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt     | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage   | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|--------|--------|-----|
| pk    | 1 stk      | 33.3 cm | 12 cm  | 3.5 cm |     |