

Varenummer 215964

Fistelpose, Welland Flair Active , 60 ml, klar, 0-40x70 mm, 1-dels, med kulfilter, uden starthul, opklipbar



Produktbeskrivelse

Drænage pose, anvendes ved fistler eller meget væskende sår.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fistelpose
Varemærke	Welland
Vareserie	Flair Active
Farve	Klar
Features	1-dels, med kulfilter, uden starthul, opklipbar
Rumindhold, brutto	60 ml
Hulstørrelse	0-40x70 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	360 stk	47.5 cm	33 cm	23.5 cm	5024310955671
pk	30 stk	23 cm	15 cm	7.4 cm	5024310955671
stk	1 stk				5024310337002



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.