



Varenummer 216035

Urinpose, benpose, Qufora, 50cm, 500 ml, flerkammer, CV/NRV, NW bagside, justérbar slange, nattilkobling, singlepak



Produktbeskrivelse

Et godt kvalitetsprodukt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Urinpose, benpose
Varemærke	Qufora
Ventiltype	CV, NRV
Features	NW bagside, justérbar slange, nattilkobling, singlepak
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	DOTP, PVC
Længde/dybde	50 cm
Rumindhold, brutto	500 ml
Antal kamre	Flerkammer
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Urinpose til opsamling af urin, som kobles sammen med kateter eller uridom. Posen har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Fikseres på benet med fikseringsbånd eller urinposeholder.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	55 cm	40.5 cm	32.5 cm	5710187001305
pk	10 stk	23 cm	12 cm	16 cm	15710187001296
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.