



Varenummer 216045

Infusionssæt, B.Braun Infusomat space line, 250 cm slange, med udluftning, steril



Produktbeskrivelse

B. Braun Infusomat Space Line infusionssæt kan bl.a anvendes til infusionspumpen Infusomat Space.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Infusionssæt
Varemærke	B.Braun
Vareserie	Infusomat space line
Features	250 cm slange, med udluftning, steril
Materiale	PVC
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	22 cm	19.5 cm	2 cm	
kll	100 stk	55 cm	23 cm	33 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt