



Varenummer 216047

Forlængerslange, Fresenius Kabi, 1,5m, til sprøjtepumpe, steril

Produktbeskrivelse

Infusionslange til sprøjtepumper, til intravenøs og intra-arterielle infusioner ifølge DIN 58362-SL-P. Tynd lumen slange med luer lock. Den anvendes til sprøjtepumper og fungerer med en højeste hastighed af 1200 ml/time.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Forlængerslange
Varemærke	Fresenius Kabi
Features	Til sprøjtepumpe, steril
Længde/dybde	1.5 m
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	40.5 cm	22.5 cm	38.5 cm	4250273710984



Produktet er sterilt