

Varenummer 216049

Tracheostomi kit, Mini-trach II, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akut tracheostomi-anlæggelse. Sættet indeholder tube, skalpel, kanyleguide, kanyle 16G, 4,0mm blød PVC kanyle. Konnektor på 15mm til standard systemer, 10F lavfriktionssugekateter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tracheostomi kit
Varemærke	Mini-trach II
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PP, DEHP, evoprene, PE, FEP, PBT, gummi
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	29 cm	15 cm	10 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater