




Varenummer 216078

Infusionssæt, Codan Deha, 210 cm
slange, uden udluftning, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med infusion, uden udluftning, anvendes til infusionsposer af plastik



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Infusionssæt
Varemærke	Codan Deha
Features	210 cm slange, uden udluftning, steril
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	38.8 cm	25.5 cm	43.5 cm	4055698001187
pk	10 stk	22.5 cm	18.7 cm	8 cm	
stk	1 stk				5703538179877



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE