



Produktdatablad

Infusionssæt m/slange, 210 cm, steril

Varenummer: 216078



Varedeklaration

10 stk = 1 pakke. 10 pakker = 1 kolli. 36 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: Infusionssæt. Varemærke: Codan Deha. Holdbarhed: 5 år. Features: 210 cm slange, uden udluftning, steril. Steriliseringsmetode: EO. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes i forbindelse med infusion, uden udluftning, anvendes til infusionsposer af plastik. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.