



Varenummer 216079

EKG-elektrode, Vivo Med, tørgel, til 4mm bananstik



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med EKG-undersøgelse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-elektrode
Varemærke	Vivo Med
Features	Tørgel, til 4mm bananstik
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	20.8 cm	20.8 cm	20.3 cm	4052919006198
pk	30 stk	19.5 cm	19.5 cm	1.5 cm	4052919006181
stk	1 stk				4052919069711



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.