

Varenummer 216080

Blandingssæt, Codan Deha, 1,75m, transparent, med filter, luer lock og flowstop



Produktbeskrivelse

Lukket system til tilberedning og administration af antibiotika. Systemet er enkelt at anvende og gør lægemiddelhåndtering mere sikker. Sættet forhindrer, at personalet udsættes for eksponering af lægemidler.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blandingssæt
Varemærke	Codan Deha
Sekundær farve	Transparent
Features	Med filter, luer lock og flowstop
Længde/dybde	1.75 m
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	38.5 cm	25.5 cm	43.3 cm	4055698012602
pk	10 stk	28.5 cm	20.5 cm	8 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.