



Produktdatablad

Skyllevæske, skyllesystem, 6 % citronsyre, steril, 2 x 30 ml

Varenummer: 216206



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Kolli, 120 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Skyllevæske. Varemærke: Uro-Tainer. Vareserie: Twin.

Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Materiale: citronsyre, vand. Features: Solutio R, 6% citronsyre, 2x30 ml, steril.

Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: A. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Uro-Tainer Twin Suby G med enten 3,23% eller 6% citronsyre anvendes til skylning af permanente katetre, hvor der er tendens til tilstopning af kateter, samt dannelse af inkrustationer. Hyppighed af skylning afhænger af problemets omfang - se

brugsanvisningen. Urotainer Twin sættet består af 2 kamre med hver 30 ml opløsning, således at der kan skylles 2 gange med samme sæt. Uro-tainer Mono består af et 100 ml enkelt kammer med skyllevæske. Behandling med Uro-Tainer Twin Suby G kan kombineres med Uro-Tainer Twin Solutio R. Behandling med Uro-Tainer opløsninger bør ikke foretages mens der behandles for blærebetændelse. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.