



## Produktdatablad

# Gel m/PHMB steril 50 g, Prontosan

Varenummer: 216210



## Varedeklaration

Forpakning: 20 Stk pr. Kolli. Produktbetegnelse: Sårgel. Varemærke: Prontosan. Vareserie: X. Holdbarhed, åbnet: Efter åbning holdbart i 8 uger. Ingredienser/sammensætning: polyhexanid 0,1%, undecylenamidopropylbetai, glycerol, hydroxyetylcellulose, sterilt vand. Features: tube, latexfri, steril. Vægt, netto: 50 g. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse III. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Faresætninger: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Produktbeskrivelse: Prontosan Sårgel X er en viskøs gel, der nedbryder biofilm og bekæmper bakterier i akutte og kroniske sår effektivt. Prontosan opløser fibrinbelægninger/nekroser og forebygger infektion. Lugtgener reduceres, og der er ingen smerter i forbindelse med anvendelse af produktet. Prontosan Sårgel X er særligt egnet til kroniske sår med behov for længerevarende oprensning. Kan anvendes i kombination med Prontosan sårskyllevæske. Kan kombineres med alle sårbandager på markedet. Sårgelen er holdbar i op til 8 uger efter anbrud. Gelen må være i såret i op til 7 dage. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.