

Varenummer 216268

## Irrigationssæt, B.Braun IryPump S, med vandbeholder og temperatur indikator



### Produktbeskrivelse

IryPump S irrigationssæt med elektrisk pumpe. Sættet indeholder: IryPump S pumpe med vandbeholder og temperatur indikator. IryCone+ blød konus med konnektorer og 1,30 m slange. Iryflex skylleærme 60 mm (5 stk.) med hudvenlig klæber. Iryfix stomipro (2 stk.). Petite mini cap (2 stk.). Flexima Active mini pose (5 stk.). Strømforsyning. Praktisk transport taske.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Irrigationssæt
Varemærke	B.Braun
Vareserie	IryPump S
Features	Med vandbeholder og temperatur indikator
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	39.5 cm	34.7 cm	21.8 cm	4046964687853



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.