



Varenummer 216294

**Tætningsring, Welland Hyper Seal, S, Ø50mm, 19 mm, hydrokolloid, modellerbar, med Manuka honning**



## Produktbeskrivelse

Formbar ring til tætning rundt om stomier.

## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Tætningsring                                                                     |
| Varemærke                        | Welland                                                                          |
| Vareserie                        | Hyper Seal                                                                       |
| Størrelse                        | S                                                                                |
| Features                         | Modellerbar, med Manuka honning                                                  |
| Materiale                        | Hydrokolloid                                                                     |
| Diameter                         | 50 mm                                                                            |
| Tykkelse                         | 2,5 mm                                                                           |
| Hulstørrelse                     | 19 mm                                                                            |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Holdbarhed, åbnet                | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll   | 720 stk    | 31 cm   | 46.5 cm | 21 cm  |               |
| pk    | 20 stk     | 15.5 cm | 15.5 cm | 3.5 cm | 5024310914517 |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.