



Varenummer 216294

Tætningsring, Welland Hyper Seal, S, Ø50mm, 19 mm, hydrokolloid, modellerbar, med Manuka honning



Produktbeskrivelse

Formbar ring til tætning rundt om stomier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Welland
Vareserie	Hyper Seal
Størrelse	S
Features	Modellerbar, med Manuka honning
Materiale	Hydrokolloid
Diameter	50 mm
Tykkelse	2,5 mm
Hulstørrelse	19 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	720 stk	48.4 cm	32.7 cm	23.3 cm	5024310914517
pk	20 stk	15.5 cm	15.5 cm	3.5 cm	5024310914517
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.