



Produktdatablad

Stålsnørre galvaniseret, 25 cm

Varenummer: 2167



Varedeklaration

Forpakning: 1000 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Kolti, 20 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Stålsnøre
Produktbeskrivelse: Galvaniseret stålsnøre til lukning af sække og poser.

Farve: grå

Materiale: stål

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 25 cm

Længde/dybde: 25cm

Diameter: 1,25mm Tilhørende varer: 2660