



Varenummer 219971

Filmforbinding, Fixomull Transparent, 10m x 10cm, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

Transparent permeabel filmforbinding, der lader huden ånde. Fikseringstapen er bakterietæt og vandtæt og tilpasser sig kroppens konturer. Filmen er mønsterbelagt. Kan anvendes til sikker fiksering og beskyttelse af sårbandager og salveforbindinger med videre. Kan afklippes i passende længder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Fixomull
Vareserie	Transparent
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, akryklæber
Længde/dybde	10 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	23 cm	16.5 cm	22.5 cm	4042809177039
stk	1 stk				4042809177022



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.