



Varenummer 219976

Salvekompres, Physiotulle, 10x10cm, hvid, uden klæb, steril

- ✓ Nem at håndtere og bruge
- ✓ Behaglig og beskyttende
- ✓ Vedvarende og kontrolleret sølvfrigivelse
- ✓ Understøtter fugti sårheling



Produktbeskrivelse

Physiotulle anvendes som sårkontaktlag til alle sårtyper i alle faser. Physiotulle former sig efter sårbunden, og sårvæsken suges væk fra sårbunden. CMC partiklerne bevirker at sårkontaktlaget ikke tørrer ud og hænger fast i såret. Beskadiger således ikke såret ved fjernelse. Kan klippes i. Kan applikeres i et eller flere lag. Må gerne ligge lidt ud over sårkanten. Kræver egnet sekundær bandage og fiksering.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Physiotulle
Farve	Hvid
Features	Uden klæb, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyesternet, Vaseline, CMC
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	360 stk	57 cm	19.5 cm	32.5 cm	5708932452601
pk	10 stk	19 cm	18.5 cm	2.5 cm	5708932452595
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt