



Varenummer 219995

Sølvbandage, Biatain Alginate Ag, 44x3cm, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Minimal maceration og lækage
- ✓ Vedvarende sølvfrigivelse gennem hele båretiden
- ✓ Smertefri aftagning i et stykke
- ✓ Færre bandageskift



Produktbeskrivelse

Biatain Alginate Ag alginatbandage anvendes til inficerede sår, der væsker moderat til kraftigt. Bandagen giver kontrolleret frigivelse af sølvioner, når den kommer i kontakt med såreksudat. Virker i op til 7 dage. Er fleksibel, så den kan også anvendes til caviteter, hvor den lægges løst i såret, hvorefter bandagen omdannes til en gel, som vil forme sig efter såret.

Fikseres med passende sekundær bandage alt efter eksudatmængde.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Biatain
Vareserie	Alginate Ag
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat, CMC, ioniseret sølvkomplex
Længde/dybde	44 cm
Bredde	3 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	46.8 cm	38 cm	32 cm	5708932292924
pk	10 stk	30.6 cm	12.3 cm	5.6 cm	5032749033440
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt