


# Comfeel® Plus Transparent

- hurtigere sårheling til beskyttelse af nydannet væv

Comfeel Plus Transparent er en tynd og fleksibel hydrokolloidbandage. Comfeel Plus Ulcus er en standard hydrokolloidbandage tilsat alginat.

- Velegnet til beskyttelse af huden i modningsfasen
- Nem at bandagere overalt på kroppen
- Gennemsigtig bandage gør det muligt at føre tilsyn med såret uden at skifte bandage
- Bakterie- og vandtæt



## Anvendelse

Comfeel Plus Transparent anvendes til behandling af ikke-til-lavt væskende kroniske sår og overfladiske akutte sår i modningsfasen. Anvendes til bensår, tryksår, overfladiske brandsår, donorsteder, traumatisk sår, postoperative sår og hudafskrabninger. Bandagen kan sidde på såret op til 7 dage afhængig af sårets tilstand. Comfeel Plus Ulcus anvendes til lavt til moderat væskende kroniske sår i de sidste faser af sårhelingsprocessen.



Comfeel Plus Transparent bandage er den tynde og fleksible løsning til forsegling og heling af ikke-til-lavt væskende sår.<sup>1</sup>

## Velegnet til sår i modningsfasen

Den gode eksudathåndtering i Comfeel Plus Transparent betyder færre bandageskift, og derved får såret fred og ro til bedre at beskytte den ny-dannede og skrøbelige hud.<sup>1,3</sup>

## Lettere at bandagere

Comfeel Plus Transparent er en ultra tynd og formbar bandage, som gør det let at bandagere på alle steder af kroppen.

## Gennemsigtig bandage

Det gennemsigtige design har en positiv effekt for helingsprocessen, da behandleren kan tilse såret uden sårtilsyn eller bandageskift. Helingprocessen kan følges tæt, mens såret får fred og ro til at hele.

## Bakterie- og vandtæt

Den semipermeable topfilm tillader fordampning svarende til væskniveauet, men hindrer vand og bakterier udefra i såret.

## Virkning


Når bandagen er i kontakt med såret dannes en mælkehvid gel, som absorberer sår væsken, og bandagen sidder ikke fast i sårbunden.

## Opbygning

Comfeel Plus Transparent indeholder væskeabsorberende hydrokolloidpartikler (CMC), som er indkapslet i en syntetisk, elastisk og klæbende masse. Comfeel Plus Ulcus indeholder desuden alginat for en øget absorptionskapacitet. Topfilmen er en semipermeable polyurethan film på begge varianter.



## Eksudathåndtering (g/10cm<sup>2</sup>/72t)<sup>2</sup>



## Comfeel Plus Transparent

| Vare nr. | Størrelse i cm | Antal æske |
|----------|----------------|------------|
| 3530     | 5x7            | 10         |
| 3533     | 10x10          | 10         |
| 3536     | 9x14           | 10         |
| 3537     | 9x25           | 5          |
| 3542     | 15x20          | 5          |
| 3548     | 5x25           | 5          |

## Comfeel Plus Ulcus

| Vare nr. | Størrelse i cm | Antal æske |
|----------|----------------|------------|
| 3146     | 4x6            | 30         |
| 3110     | 10x10          | 10         |
| 3115     | 15x15          | 5          |
| 3120     | 20x20          | 5          |
| 3283     | 9x11           | Contour 5  |
| 3280     | 6x8            | Contour 5  |
| 3285     | 18x20          | Sakral 5   |

1. Goodhead, British Journal of Nursing 2002, Vol. 11 (4) p. 282-287.

2. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004