



Varenummer 220021

Alginat, Biatain Alginate, 44cm, filler, uden klæber, latexfri, steril

- ✓ Optimal eksudathåndtering
- ✓ Former sig efter sårbunden
- ✓ Minimal maceration og lækage
- ✓ Kan klippes til
- ✓ Lang bæretid
- ✓ Færre bandageskift



Produktbeskrivelse

Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper. Suger vertikalt og må gerne ligge ud over sårkanten. Ved absorbering af sårvæske omdannes alginatet til en blød gel, der ikke hænger i sårbundet. Kan klippes i. Fikses med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alginat
Varemærke	Biatain
Vareserie	Alginate
Features	Filler, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	85% calciumalginat, 15% hydrokolloid
Længde/dybde	44 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	6 stk	22.5 cm	15.5 cm	3.7 cm	5701780958172
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt