



Varenummer 220024

Hydrogel, Purilon, 25 g, latexfri, steril

- ✓ Unik kombination af rehydrerende og absorberende egenskaber
- ✓ Nem og enkel håndtering
- ✓ Minimerer risikoen for lækage og maceration



Produktbeskrivelse

Purilon Gel er en blød hydrogel uden tilsætningsstoffer. Purilon Gel anvendes til oprensning af sår med gule eller sorte nekroser, fx bensår, tryksår, ikke-inficerede diabetiske fodsår og 1. og 2. grads forbrændinger. Gelen kan også anvendes til tørre sår for at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø. Det er nødvendigt at bruge en sekundær bandage over gelen.

STERILE



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrogel
Varemærke	Purilon
Features	25 g, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Vand, CMC, alginat
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	58.8 cm	38.9 cm	30 cm	
pk	10 stk	19.1 cm	19.1 cm	7.2 cm	5701780601726
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.