



Produktdatablad

Superabsorberende bandage m/klæbekant, steril, 10 x 10 cm

Varenummer: 220040



Varedeklaration

10 stk = 1 pakke. 32 pakker = 1 kolli. 16 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: Superabsorberende bandage. Varemærke: Biatain. Vareserie: Super. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: sodium PAe, CMC, PE. Features: med klæbekant, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 10 cm. Bredde: 10 cm. Størrelse på sårpude: 6 x 6 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Biatain® Super er en kraftigt absorberende hydrokapillær bandage, der giver et fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår. Bandagen har blød hydrokolloid klæbekant, men et ikke-klæbende sårkontaktlag, der hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling. Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationssår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling. Kan ikke klippes i. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.