



Varenummer 220041

Superabsorberende bandage, Biatain Super, 12,5x12,5cm, med klæbekant, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Biatain® Super er en kraftigt absorberende hydrokapillær bandage, der giver et fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår.

Bandagen har blød hydrokolloid klæbekant, men et ikke-klæbende sårkontaktlag, der hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling.

Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationssår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling.

Kan ikke klippes i.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Superabsorberende bandage
Varemærke	Biatain
Vareserie	Super
Features	Med klæbekant, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Sodium PAe, CMC, PE
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	12.5 cm
Størrelse på sårpude	8,5 x 8,5 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	21.5 cm	35.5 cm	19.5 cm	5701780829816
pk	10 stk	19 cm	18.7 cm	5 cm	
stk	1 stk				5701780829809



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.