



Produktdatablad

Absorberende bandage, Biatain Super, 15x15cm, hydrokolloidklæb

Varenummer: 220042



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 6 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Superabsorberende bandage. Varemærke: Biatain. Vareserie: Super. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: sodium PAe, CMC, PE. Features: med klæbekant, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 15 cm. Bredde: 15 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Størrelse på sårpude: 10 x 10 cm. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Biatain® Super er en kraftigt absorberende hydrokapillær bandage, der giver et fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår. Bandagen har blød hydrokolloid klæbekant, men et ikke-klæbende sårkontaktlag, der hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling. Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationssår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling. Kan ikke klippes i. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.