



Varenummer 220048

## Superabsorberende bandage, Biatain Super, 20x20cm, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Kraftigt absorberende hydrokapillær bandage
- ✓ Ikke-klæbende sårkontakttag og fugtigt sårmiljø
- ✓ Til væskende sår (fx ben-, tryk- og diabetiske fodsår)
- ✓ Kan bruges med kompression og kræver sekundær fiksering



### Produktbeskrivelse

Biatain® Super er en kraftigt absorberende hydrokapillær bandage, der giver et fugtigt sårhelingsmiljø til væskende sår.

Bandagen har et ikke-klæbende sårkontakttag, der hjælper med at opretholde et fugtigt sårhelingsmiljø, som giver hurtigere sårheling.

Biatain® Super kan anvendes til behandling af en række forskellige væskende sår, herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.-gradsforbrændinger, operationsår og hudafskrabninger. Biatain® Super kan anvendes med kompressionsbehandling.

Kan ikke klippes i. Skal fikseres med sekundær bandage.



STERILE

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Superabsorberende bandage                                                        |
| Varemærke                        | Biatain                                                                          |
| Vareserie                        | Super                                                                            |
| Features                         | Uden klæber, latexfri, steril                                                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | Sodium PAe, CMC, PE                                                              |
| Længde/dybde                     | 20 cm                                                                            |
| Bredde                           | 20 cm                                                                            |
| Størrelse på sårpude             | 14 x 14 cm                                                                       |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 80 stk     | 53.6 cm | 25.4 cm | 17.5 cm |               |
| pk    | 10 stk     | 26 cm   | 25 cm   | 4 cm    |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 5701780887397 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt