



Varenummer 220096

Hydrogel, DuoDERM, klar, 15 g, engangstube, latexfri, steril

- ✓ Skånsom sårbehandling
- ✓ Behagelig konsistens



Produktbeskrivelse

DuoDERM® Hydrogel™ er en vandbaseret gel, der indeholder pektin, CMC (natriumcarboxymethylcellulose) og propylenglykol. DuoDERM Hydrogel bidrager til et gunstigt sårhelingsmiljø gennem

sin evne til at absorbere sår væske. Et fugtigt sårhelingsmiljø understøtter kroppens naturlige oprensingsmekanismer af fibrin og nekrose – også kaldet autolytisk debridering.

DuoDERM Hydrogel anvendes til ikke eller ringe væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker at tilføre fugt, og kan også anvendes i behandlingen af inficerede sår og sår hos diabetikere under lægeligt tilsyn.

DuoDERM Hydrogel er pakket i engangstuber med en praktisk sterilpakket applikator for lettere og mere præcis dosering af gelen i såret.

Passende sekundær bandage lægges over.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrogel
Varemærke	DuoDERM
Farve	Klar
Features	15 g, engangstube, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Vand, pektin, propylenglykol
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	230 stk	55 cm	36 cm	18 cm	5703538903991
æske	10 stk	11 cm	11 cm	7 cm	
pk	10 stk	11 cm	11 cm	7 cm	
stk	1 stk				768455901050



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE



Produktet indeholder ikke latex.