



Varenummer 220099

## Hydrofiber bandage, Aquacel, 10x10cm, steril, engangs

- ✓ All-round, fleksibel bandage
- ✓ Optimalt sårhelingsmiljø
- ✓ Binder væske og bakterier
- ✓ Bevarer sårkanterne intakt



### Produktbeskrivelse

Hydrofiberbandagen absorberer og binder såvel sårsekret som bakterier i bandagen og omdannes til en blød gelmasse. Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper. Skal dækkes af passende sekundær bandage. Kan klippes i.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Hydrofiber bandage                                                               |
| Varemærke                        | Aquacel                                                                          |
| Features                         | Steril                                                                           |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | CMC                                                                              |
| Længde/dybde                     | 10 cm                                                                            |
| Bredde                           | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE, MD                                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|--------|---------------|
| kll   | 120 stk    | 35 cm  | 18 cm   | 31 cm  | 5703538862076 |
| pk    | 5 stk      | 17 cm  | 14.9 cm | 2.6 cm |               |
| stk   | 1 stk      |        |         |        | 5703538862052 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

**STERILE**

Produktet er sterilt