



Varenummer 220101

Hydrofiber kavitetsbandage, Aquacel, 45x2cm, latexfri, steril, engangs

- ✓ Hydrofiberbandage til kaviteter
- ✓ Former sig efter såret og danner gel
- ✓ Absorberer og binder sårsekret og bakterier
- ✓ Til moderat-kraftigt væskende sår, kræver sekundær bandage



Produktbeskrivelse

Aquacel kavitetsbandage er en specialudviklet bandage til brug i kaviteter. Bandagen er let at applicere og de forstærkede fibre gør det nemt at fjerne igen i et stykke. Aquacel kavitetsbandage bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø og former sig efter såret, så der ikke opstår hulrum, hvor bakterier kan udvikle sig. Hydrofiberbandagen absorberer og binder såvel sårsekret som bakterier i bandagen og omdannes til en blød gelmasse. Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper. Skal dækkes af passende sekundær bandage. Kan klippes i.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofiber kavitetsbandage
Varemærke	Aquacel
Features	Latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosefibre
Længde/dybde	45 cm
Bredde	2 cm
Steriliseringstype	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forkpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	33 cm	27 cm	20.5 cm	5703538873591
pk	5 stk	19 cm	12 cm	3 cm	768455106752
stk	1 stk				5703538873577



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt