



Varenummer 220103

Forbinding, Gyrus ACMI, til stritøre



Produktbeskrivelse

Specialforbinding efter stritøreoperation.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Forbinding
Varemærke	Gyrus ACMI
Features	Til stritøre
Certifikater	MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	6 stk	13.5 cm	12.5 cm	16 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.