




Varenummer 220105

Sølvbandage, Aquacel Ag, 5x5cm, steril, engangs

- ✓ Bred, hurtig og vedvarende antimikrobiel effekt
- ✓ Frigiver sølvioner efter behov
- ✓ Optimalt sårhelingsmiljø
- ✓ Binder væske og bakterier selv under kompression
- ✓ Bevarer sårkanterne intakt, forhindrer maceration



Produktbeskrivelse

Aquacel Ag-bandager kan anvendes som primær bandage ved moderat til kraftigt væskende inficerede sår eller til sår med øget risiko for infektion. Sølvioner er bundet til bandagen og frigives i kontrolleret mængde ved kontakt med sår væske og bakterier. Aquacel Ag-bandager kan sidde på i op til 7 dage. Kan tilklippes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Aquacel
Vareserie	Ag
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Cellulose, ioniseret sølv 1,2%
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	Gamma irradiation
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	10 cm	12 cm	5 cm	10768455109606
pk	10 stk	9.7 cm	11.5 cm	2.5 cm	5703538906350
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.