




Varenummer 220106

Sølvbandage, Aquacel Ag, 10x10cm, latexfri, uden klæber, steril, engangs

- ✓ Bred, hurtig og vedvarende antimikrobiel effekt
- ✓ Frigiver sølvioner efter behov
- ✓ Optimalt sårhelingsmiljø
- ✓ Binder væske og bakterier selv under kompression
- ✓ Bevarer sårkanterne intakt, forhindrer maceration



Produktbeskrivelse

Aquacel Ag-bandager kan anvendes som primær bandage ved moderat til kraftigt væskende inficerede sår eller til sår med øget risiko for infektion. Sølvioner er bundet til bandagen og frigives i kontrolleret mængde ved kontakt med sår væske og bakterier. Aquacel Ag-bandager kan sidde på i op til 7 dage. Kan tilklippes.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sølvbandage
Varemærke	Aquacel
Vareserie	Ag
Features	Latexfri, uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Cellulose, ioniseret sølv 1,2%
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	Gamma irradiation
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	160 stk	35 cm	17.6 cm	31 cm	10768455109613
pk	10 stk	17 cm	15 cm	4 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt