



Varenummer 220110

Hydrofiber kavitetsbandage, Aquacel Ag, 45x1cm, med sølv, latexfri, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Aquacel Ag Hydrofiber kavitetsbandage med forstærkede fibre og ioniseret 1,2% sølv kombinerer de gunstige geldannende egenskaber ved Hydrofiber-teknologien og de bredspektrede antimikrobielle egenskaber ved ioniseret sølv. Kavitetsbandagen er ideel til behandling af sår med kaviteter, abscesser og kirurgiske incessioner. Kan tilklippes.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofiber kavitetsbandage
Varemærke	Aquacel
Vareserie	Ag
Features	Med sølv, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Natriumcarboxymethylcellulose, cellulosefibre, ioniseret sølv 1,2%
Længde/dybde	45 cm
Bredde	1 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	22.1 cm	33.6 cm	26.3 cm	
pk	5 stk	18.8 cm	12.2 cm	3.1 cm	
stk	1 stk				7684551181826



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.