



Varenummer 220111

Pulsoximeter, Nonin, Palmsat 2500A, med alarm, håndholdt med finger sensor



Produktbeskrivelse

Palmsat 2500 er et håndholdt pulsoximeter udviklet til professionelt brug, leveres som standard med finger sensor. Nonin Palmsat 2500 er batteridrevet og velegnet til mobilt brug i ambulancer såvel som på hospitaler, skadestuer, hos praktiserende læger mm. Stort LED-display og to-knaps betjening gør Palmsat 2500 meget brugervenlig. Passer til næsten alle fingerstørrelser og kan anvendes til både børn og voksne, med en vægt på > 30 kg. 72 timers data-hukommelse og lang batterilevetid på 80 timer, bruger 4 stk. AA-batterier. Der kan tilkøbes øreclips og pædiatrisk fingerclip-sensor som også passer til Palmsat 2500.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulsoximeter
Varemærke	Nonin
Model	Palmsat 2500A
Features	Med alarm, håndholdt med finger sensor
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	29 cm	20 cm	6.5 cm	849686090178



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.